

ALPHA-dri

DÉFINITION

Litière absorbante et exempte de poussière, fabriquée à partir de cellulose vierge. Le produit est formé de carrés réguliers de 5mm x 5mm.



CARACTÉRISTIQUES

Essence : Pure cellulose (blanchiment sans chlore)
Masse volumique apparente : 185 g/l
Humidité : 12 % maximum
Granulométrie : carrés de 5mm x 5mm
Absorption : 280 %, 1l de litière absorbe 51,8cl de liquide

CONDITIONNEMENT

Sac papier de 9kg (approx 50 litres)
Sac identifié avec numéro de lot
Palette de 40 sacs 80 x120 ou 70 sacs 100 x 120 filmée

PRESTATIONS

Certificat d'analyse des contaminants
Irradiation 10 kGy sac double sache

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.