

ASPEN PAD

DÉFINITION

Nids composés de lanières de peuplier compactées permettant de stimuler l'activité naturelle.
Diminue le stress de l'animal et facilite la thermorégulation de l'animal.
Facile à manipuler, vous connaissez le coût de l'enrichissement pour chaque cage.



CARACTÉRISTIQUES

Composition : lanières de peuplier de 2 mm de largeur
Nids carrés compactés de 7 x 7 cm
Poids du nid : 10 à 14 g
Autoclavable

CONDITIONNEMENT

Carton de 320 nids identifié avec un n° de lot
Dimension du carton 40 x 25 x 21 cm, poids 3,6 kg
80 cartons par palette

PRESTATIONS

Certificat d'analyse des contaminants.
Disponible en version irradiée

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.