

# CELLO DOME Mini

Refuge pour souris usage unique

Les refuges à usage unique présentent un intérêt indéniable tant pour l'organisation de l'animalerie que pour les rongeurs.

## DÉFINITION

Economique, il ne demande aucun nettoyage fastidieux et coûteux après utilisation.  
Propre, Cello Dome est fabriqué à partir de cellulose vierge.  
Contrôlé, le Cello Dome est fourni avec une analyse des contaminants.  
Incroyablement léger, la manutention et le change sont faciles.  
Matière propre et légère, permet aux souris de grignoter, déchirer, déplacer et soulever le refuge..  
Deux fois moins encombrant que les refuges classiques grâce à sa surface parfaitement lisse qui permet un meilleur empilement.

## CARACTÉRISTIQUES

Demi-sphère de cellulose densifiée  
Dimensions 11 cm de diamètre et 6 cm de hauteur  
Sécable pour les groupes restreints  
Autoclavable



## CONDITIONNEMENT

500 pièces par carton  
Dimensions carton : 56x28x28  
Poids brut par carton : 7,3 kg  
56 cartons par palette 110x110x205 / 410 kg brut

## PRESTATIONS OPTIONNELLES

Sache intérieure  
Irradiation à 10 kGy

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.