

# CELLO RAT HOUSE

Refuge pour rats usage unique

Les refuges à usage unique présentent un intérêt indéniable tant pour l'organisation de l'animalerie que pour les rongeurs.

## DÉFINITION

Economique, il ne demande aucun nettoyage fastidieux et coûteux après utilisation.  
Propre, Cello Rat House est fabriqué à partir de cellulose vierge.  
Contrôlé, le Cello Rat House est fourni avec une analyse des contaminants.  
La manutention et le change sont faciles.  
Matière propre et légère, permet aux rats de grignoter, déchirer, déplacer et soulever le refuge.  
Deux fois moins encombrant que les refuges classiques grâce à sa surface parfaitement lisse qui permet un meilleur empilement.  
Ecologique, le Cello Rat House est produit à partir de matière première certifiée PEFC pour une gestion durable des forêts.

## CARACTÉRISTIQUES

Refuge triangulaire de cellulose densifiée  
Dimensions 185x185x250mm et 90 mm de hauteur  
Porche d'accès 75x50mm / accès toit diamètre 50mm  
Autoclavable



## CONDITIONNEMENT

108 pièces par carton  
Dimensions carton : 50x30x30  
Poids brut par carton : 3kg  
48 cartons par palette 100x120x195 / 165 kg brut

## PRESTATIONS

Sache intérieure  
Irradiation à 10 kGy

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.