

DOME MAXI

Refuge pour souris usage unique

Les refuges à usage unique présentent un intérêt indéniable tant pour l'organisation de l'animalerie que pour les rongeurs.

DÉFINITION

Economique, il ne demande aucun nettoyage fastidieux et coûteux après utilisation.
Propre, le Dome Maxi est fabriqué à partir de cellulose vierge.
Contrôlé, le Dome Maxi est fourni avec une analyse des contaminants.
Incroyablement léger, la manutention et le change sont faciles.
Matière propre et légère, permet aux souris de grignoter, déchirer, déplacer et soulever le refuge..
Deux fois moins encombrant que les refuges classiques grâce à sa surface parfaitement lisse qui permet un meilleur empilement.

CARACTÉRISTIQUES

Demi-sphère de cellulose densifiée
Dimensions 13 cm de diamètre et 6cm de hauteur
Sécable pour les groupes restreints
Autoclavable



CONDITIONNEMENT

500 pièces par carton
Dimensions carton : 56x28x28
Poids brut par carton : 7,3 kg
56 cartons par palette 110x110x205 / 410 kg brut

PRESTATIONS

Sache intérieure
Irradiation à 10 kGy

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.