

ASPEN MIX

Litière 100% Aspen, **2en1** : Litière + Nid

Des études menées sur les matériaux de nidification montrent que les rats et souris délaissent les matières de petite taille pour construire leur nid. (Hamalainel1 & Tirkkonen 1991). Selon une autre étude, c'est la structure et non la nature du matériau qui va déterminer la facilité avec laquelle les rongeurs vont pouvoir créer leur nid. Enfin, le NC3Rs britannique rappelle que les souris préfèrent les nids à tout autre enrichissement.



DESCRIPTION

Aspen Mix est une **litière 2 en 1**. Litière + Nid.

Mélange de brisure et de pétales de peuplier, répartis de manière homogène sur la surface de la cage.

Encourage l'activité naturelle des rongeurs à fourrager.

La taille des pétales de peuplier permet de construire une structure volumineuse.

Le foisonnement des pétales garantit un remplissage de 1cm de profondeur dans la cage (recommandations du NC3Rs) avec peu de litière.

Aspen Mix est le seul mélange de litière bois **exempt de particules de résineux**.

SERLAB

100 rue Louis Blanc
60160 Montataire

Téléphone

+33 (0)1 39 09 14 14

Fax

+33 (0)1 30 37 73 13

DONNÉES TECHNIQUES

Produit exempt de traitement chimique

Essence : Peuplier 100%

Masse volumique : 160g/l

Humidité : 13 % maximum

Granulométrie : 90 % mini entre 1 et 2.5 mm pour la brisure

20x10mm de moyenne pour les pétales

Contrôle : Analyse toxicologique par lot

CONDITIONNEMENT

Volume : 55 litres

Sac polypropylène tissé, autoclavable.

Identification avec numéro de lot.

39 sacs sur palette 80x120x200cm



infos@serlab.fr
www.serlab.com