

# LAB SHAVING

## DÉFINITION

Litière absorbante à base de copeaux de bois de résineux, secs, criblés, tamisés et entièrement dépoussiérés.



## CARACTÉRISTIQUES

Produit exempt de traitement chimique

Essence : Sapin

pH : 5,0 à 5,6

Humidité : 15 % maximum

Granulométrie : 4 à 15 mm

Absorption : 1l de litière absorbe 26,4cl de liquide

## CONDITIONNEMENT

Sac polypropylène autoclavable de 3,7kg ou sac de 7,5kg

Sac identifié avec numéro de lot

Palette 80x120 de 39 sacs de 3,7kg ou 27 sacs de 7,5kg

## PRESTATIONS

Certificat d'analyse des contaminants pour chaque numéro de lot.

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.