

SIZZLE BALL

DÉFINITION

Nids composés de lanières de papier permettant de stimuler l'activité naturelle.

Diminue le stress de l'animal et facilite la thermorégulation de l'animal.

Facile à manipuler, vous connaissez le coût de l'enrichissement pour chaque cage.



CARACTÉRISTIQUES

Composition : lanières de papier kraft non compactées afin de garantir un foisonnement maximal.

Nid de 9 cm de diamètre et 2 cm d'épaisseur

Poids du nid : 8 à 10 g

Autoclavable

CONDITIONNEMENT

Carton de 1000 nids identifié avec un n° de lot

Dimension du carton 60x40x62 cm, poids 10 kg

16 cartons par palette

PRESTATIONS

Certificat d'analyse des contaminants.

Disponible en version irradiée

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.