

Sizzle Dri

DÉFINITION

Litière foisonnante à base de frisure de papier kraft; exempte d'écharde et de tout corps étranger



CARACTÉRISTIQUES

Essence : Papier
Couleur : Kraft ou blanc
Masse volumique apparente : 65 kg/m³
Humidité : 8 à 12 %
Granulométrie : 75% mini entre 1 et 2.8 mm

CONDITIONNEMENT

Sac polypropylène autoclavable de 5 kg
Palette de 24 cartons 80 x 120 filmée

PRESTATIONS

Certificat d'analyse des contaminants

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.