

# TUBE MANIPULATION

Des études du Professeur Jane Hurst et du docteur Kelly Gouveia de l'Université de Liverpool, ont démontré qu'une technique de manipulation au moyen d'un tunnel réduisait l'anxiété de la souris.

Cette recherche fut récompensée en 2010, par l'organisme britannique NC3Rs (Centre National pour le Remplacement, le Raffinement et la Réduction des animaux dans la recherche).



## AVANTAGES

Réduit l'anxiété chez la souris  
Réponse comportementale et physiologique plus fiables  
La souris se familiarise très vite à cette méthode  
Une fois la technique acquise, le technicien manipulera la souris aussi rapidement avec le tunnel que par la queue.

## CARACTÉRISTIQUES

Matière : polycarbonate transparent  
Dimensions: diamètre extérieur 52mm - longueur 130mm  
Autoclavable - lavable en machine  
Carton de 54 pièces ou sachet de 27 pièces

Plus d'infos : <https://www.nc3rs.org.uk/mouse-handling-tutorial>

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.